


Diaquick Strep.A Test

Snabbtest för påvisning av streptokockantigen, gr.A, i svalgprov



★ Användarvänlig
★ Tillförlitlig

★ Pos/Neg kontroll ingår
★ Resultaten kan digitaliseras

DIAQUICK Strep.A är en visuell snabbtest för kvalitativ påvisning av grupp A streptokocker (GAS) direkt från svalgprover. Streptococcus pyogenes innehållande Lancefield grupp A antigen, kan orsaka allvarliga infektioner. Traditionell odlingsmetod tar ofta dygn innan ett resultat föreligger. Diaquick Strep.A snabbtest ger resultat inom 5 minuter och kan därmed bidra till att fatta beslut om diagnos medan patienten väntar. DIAQUICK Strep.A test är en IVD produkt avsedd för den professionella medicinska marknaden och finns tillgänglig genom Zafena. Testkitet är komplett för sin funktion.

Testformat:	Dipstick
Provmaterial:	Sekret från svalg
Analystid:	5 minuter
Avläsningstid:	5-10 minuter
Storlek:	20 och 40 test
Förvaring:	2 – 30 ° C
Hållbarhet:	24 månader

Art.nr.	Benämning	Antal test
MEZ98230CE	Strep. A Diaquick Dipstick	20, 40
Z98200B	Extra swabs och buffertrör, tillval	1