

# Systemskiss

## Generell anslutningspunkt med Simple Simon PT

- Mätare:** Simple Simon PT  
- 200uL pipett
- Analyskit:** ZAF-101-20M för 400 tester  
- Reagens och Buffert  
- Reaktionsrör och förslutning  
- Kontroll  
- Pipettspetsar  
- MixxoCap
- Generell anslutningspunkt** för kommunikation: POC-Workstation  
- RJ45 Ethernet  
- IEEE802.11a/b/g/n/ac  
- Streckkodsläsare med vägghållare  
- Printerpapper  
- Nätverkskabel  
- Strömadapter
- Protokoll**  
- TCP/IP  
- NTP  
- DHCP  
- ASTM-LIS2A  
- Poct1A  
- FHIR
- Mottagande system**  
- LIS  
- Doseringsstöd  
- EPJ  
- DM

